

LA MACHINE POUR BLISTERS NON TRANSPERÇABLES. THE DEBLISTERING MACHINE FOR PEELABLE BLISTERS.



RBP BAUER DEBLISTERING.

CP50

Cette machine est utilisée pour vider les blisters dont le film ne peut pas être perforé. Afin d'obtenir une sécurité accrue pour les enfants ou une protection particulière contre l'humidité, les blisters sont munis d'une feuille pelable que le consommateur doit d'abord retirer pour récupérer le médicament. Pour vider les blisters avec la CP50, le film pelable et le film de couverture sont découpés selon un procédé breveté. Les produits ne sont pas poussés à travers le film, mais glissent doucement à travers les ouvertures ainsi créées.

This machine is used for emptying blister packs with non-push-through foils. For increased unattainability for children or protection from moisture these blisters are fitted with an additional peeling foil which has to be pulled off by the consumer.

The patented CP50 model performs deblistering without forcing the products through the foil covering. A laser and PLC controlled system opens the pockets accurately around the product by punching the peeling and cover foil at the pocket border, causing the product to fall out of the existing opening.



DEBLISTERING MADE EASY!

Deblisterage

Professionnel . Efficace.

Le déblistérage efficace a un nom :

RBP Bauer Deblistering

Après avoir fabriqué plus de 4000 jeux de formats, aucune variante de blister ne nous est aujourd'hui étrangère. Cependant, nous relevons chaque nouveau défi avec ambition .

N'hésitez pas à nous contacter **en France +33(0)4 50 69 59 91**

email: info@darron.fr , nous trouverons une solution à chaque problème de déconditionnement ! Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur les aspects techniques, les performances et coûts.

Model	CP50	 
Utilisation	1. Blister Pelable 2.) Blister à perforer	
Version unique	sur station mobile en acier inoxydable	
dimension blister (L x B x H)	1110 mm x 610 mm x 1130 mm	
Poids approximatif.	160 kg	
Cadence	Mode Découpe jusque 50 Blister/min, réglable Mode Continu: jusque 60 Blister/min, réglable	
Gamme de formats (B x L)	variable entre 40-145 mm x 55-130 mm	
Jeu de format	5-7 kg	
Alimentation	110/230 V AC / 50-60 Hz	
Contrôle	24 V DC	
tps chgt outillage.	3 min	
Dispositif Breveté	Patent-Nr. 1119706561 / GS-Nr. 07140	

Toutes les machines RBP et les outils de vidange spécifiques aux blisters bénéficient de tout notre savoir-faire. Lors de la fabrication, nous n'utilisons que des composants et des matériaux que nous avons soigneusement sélectionnés et consciencieusement testés et dont la qualité répond aux exigences strictes de l'industrie pharmaceutique. Toutes les machines RBP sont préréglées à la livraison et peuvent être mises en service immédiatement en quelques manipulations. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer la mise en service, l'initiation et la formation de votre personnel, y compris sur site, ainsi qu'une assistance à la validation conformément à vos spécifications. Pour chaque machine RBP, vous recevez une documentation complète composée d'un mode d'emploi facile à comprendre et richement illustré, d'un schéma de câblage avec nomenclature, du schéma de la machine, du certificat de contrôle sécurité et d'une déclaration de conformité UE comprenant une liste des matériaux utilisés. Et bien entendu, nous accordons une garantie de deux ans sur toutes les machines RBP ainsi que sur nos jeux de formats.

Deblistering Professional. Efficient.



Efficient deblistering has a name:
RBP Bauer Deblistering.

With more than 4000 different sets of tooling sold to date, we have handled any conceivable type of blister. But even with this record, we are still looking forward to new challenges.

RBP Bauer has the right answer to all of your deblistering needs!
We will be pleased to talk to you about technical aspects, specifications and costs.

Model	CP50	 
In use for	1.) Peelable blisters 2.) Push through packs	
Versions	Mounted on mobile stainless steel workstation	
Size (L x W x H)	1110 mm x 610 mm x 1130 mm	
Weight approx.	160 kg	
Output	CUT Mode: up to 50 blisters/min, infinitely adjustable CONTI Mode: up to 60 blisters/min, infinitely adjustable	
Format range (W x L)	variable between 40-145 mm x 55-130 mm	
Tool sets	5-7 kg	
Supply voltage	110/230 V AC / 50-60 Hz	
Control voltage	24 V DC	
Tooling changeover approx.	3 min	
Comments	Patent-Nr. 1119706561 / GS-Nr. 07140	

All RBP-machines and deblistering tools are a testimony to our comprehensive know-how. We only use carefully selected and thoroughly tested quality parts and materials in accordance with the pharmaceutical industry's demanding standards. All RBP-machines are factory-set on delivery and can be commissioned immediately with minimum start-up effort. On request, we can offer you setup and on-site training services as well as validation support according to your specification. All RBP-machines come with a comprehensive set of documentation comprising easily understandable and richly illustrated operating instructions, a circuit diagram with part lists, the machine layout, the GS test certificate and an EU Declaration of Conformity including a list of the used materials. All RBP-machines and change parts are covered by a product warranty of two years. Of course, you can rely on our continued customer support after this period, should any problems occur.



RBP Bauer GmbH • **Allemagne** • info@rbp.de • www.rbp.de
DARRON Pharma **France** • info@darron.fr • www.darron.fr

